

医療施設長 様

鹿児島市医師会臨床検査センター

## 血液培養ボトル変更のお知らせ

日頃より当検査センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、現在使用中の血液培養機器の変更に伴い血液培養ボトルを変更させていただきたく、ご案内申し上げます。先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくご了承のほどお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 変更期日

3 月より、従来品の在庫が無くなり次第お届けいたします。  
ご依頼方法は従来とおりです。

#### 2. 変更容器（血液培養ボトル）一覧

容器名	好気用レズンボトル	嫌気用レズンボトル	小児用レズンボトル
外観			
用途	好気性菌・真菌	嫌気性菌	小児・少量検体
最適な採血量	8~10mL	8~10mL	1~3mL
測定可能な採血量	3~10mL	3~10mL	0.5~5mL
材質	プラスチック	プラスチック	プラスチック

#### 〈使用上の注意〉

- \* 未使用の血液培養ボトルは室温遮光下にて保存してください。
- \* 血液培養ボトルに接種後保管する場合は、室温にて保管してください。